

• Modell Nr. 1326

RIESELFÄHIGKEITSPRÜFGERÄT

ISO 6186



Schlechte Rieseigenschaften eines Kunststoffes können im Trichter der Verarbeitungsmaschine zum Stocken des Materialflusses führen. Die möglichen Folgen sind Qualitätsschwankungen des Endprodukts oder Produktionsunterbrechungen.

Die RieSELFÄHIGKEIT ist abhängig von der Größe und Form der Körner, der Feuchtigkeit, der elektrostatischen Aufladung und der eingemischten Zusatzstoffe.

Mit dem RieSELFÄHIGKEITSPRÜFGERÄT werden körnige Kunststoffe auf ihre Gleichmäßigkeit durch Messen und Beobachten der Art des Rieselns geprüft.

Sicherer Produktionsfluss

- Das Gerät besteht aus einer Grundplatte mit Säule, an der ein Rieseltrichter befestigt ist. Dieser ist mit drei auswechselbaren Düsen aus korrosionsbeständigem Stahl mit polierter Innenfläche ausgestattet.
- Die Düsen haben Öffnungen von 10, 15 und 25 (+/-0,05) mm. Sie werden mit einer Klappe verschlossen.
- Bei der Prüfung rieselt das Granulat durch die geöffnete Düse in ein Glasgefäß. Zeitgleich wird manuell die Zeit gestoppt, bis der Auslauf der Düse sichtbar ist.
- Zur Durchführung der Prüfung wird zusätzlich eine Waage (Genauigkeit 0,5 g) und eine Stoppuhr (Genauigkeit 0,1 sec) benötigt.



Standardmerkmale

● Grundplatte mit Säule

● Rieselfrichter

● 3 auswechselbare Düsen:
ø 10mm (±0,05), ø 15mm (±0,05), ø 25mm (±0,05)

● Inhalt des Trichters: 469 cm³

● Messbecher mit Auffangplatte

Optionen

● Analysenwaage


● Stoppuhr

Ausführung RIESELFÄHIGKEITSPRÜFGERÄT

V1326-0001

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | +5 bis +30 |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | % | max. 70 nicht kondensierend |
| Breite x Tiefe x Höhe | mm | 160 x 200 x 355 |
| Gewicht | kg | 5,5 |

Zubehör RIESELFÄHIGKEITSPRÜFGERÄT

| Produkt | Beschreibung | Modell-Nr. |
|---|---------------|------------|
|  | Analysenwaage | H3000 |